



ウルトラエッチJ

エッチング材



お薦めチップ



インスパイラルブラシチップ
p.26参照



ブルーマイクロチップ
p.26参照



ナノチップ
p.26参照

- 脱灰深度が決まるエッチング材
- インスパイラルブラシチップやブルーマイクロチップで細部まで塗布可能（小窩裂溝底部までも）
- 洗浄が簡単なシリカ粒子配合
- 使用期間（48ヶ月）

ウルトラエッチJは35%のリン酸ジェルです。インスパイラルブラシチップ、ブルーマイクロチップまたはナノチップを使用することで適度なフローによるエッチング処置が行えます。ウルトラエッチJの粘度は、塗布した位置から流れたり垂れたりすることなく、不要な箇所の脱灰が起こらない粘度です。最近の研究では、ウルトラエッチJはトータルエッチに適した材料との結果が出ています²。

適度なフローは最も狭い小窩裂溝底部まで染み入り、確実なエッチングが可能です。ジェル状の形態を維持し、十分な厚みをどの部位でも保つことができるので、脱灰中に乾燥してしまうこともありません。

#163-JP ウルトラエッチJ キット（お徳用セット）

通常価格：¥4,000

ウルトラエッチJ（1.2mL） 4本
ブルーマイクロチップ 20個



#997-JP ウルトラエッチJ 2本 キット（スターターキット）

通常価格：¥2,500

ウルトラエッチJ（1.2mL） 2本
ブルーマイクロチップ 10個



ウルトラエッチJ リフィル

#164-JP	ウルトラエッチJ（1.2mL）	4本	通常価格： ¥3,000
#1407-JP	ウルトラエッチJ（1.2mL）	50本	¥18,000

使用期間：48ヶ月

医療機器認証番号：21800BZG10019000

千代田区開業 岡口守雄先生のご厚意による写真



窩洞形成後

エナメル質のみエッチング

修復後



ウルトラエッチJで15秒間エッチング後に洗浄。きれいな象牙細管が見えます。

◆ 通常のご使用に…



◆ 細かいエナメルエッチングに…



世田谷区開業 三橋 純先生のご厚意による症例写真

◆ 広範囲に筆塗り感覚で…



1 www.realityesthetics.com. 2 Perdigao J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A study of the ultra-morphology of etched dentin. (Abstract #2982) J Dent Res. 1996;75:390 (Lit #41)

ウルトラブレンドプラスJ

間接覆罩・裏層材

間接覆罩に非常に適していると評価されました¹。

保険適用



ブラックミニチップ
p.26参照



ブラックマイクロチップ
p.26参照

- ウルトラブレンドプラスJは薄い裏層材としてコンポジットレジンやアマルガム修復前にご使用いただけます。
- シリンジ塗布型でコントロールしやすく塗布が可能なので感染が防止できます。
- 非水溶性なので経時的に溶解しにくいです。
- 光重合型なので操作性に優れています。
- 生体親和性の高いレジンと水酸化カルシウムをブレンド

ウルトラブレンドプラスJはブラックマイクロチップと併用するとフローが最適になります。処置部が大きいときにはブラックミニチップをご使用ください。

<p>#1025-JP ウルトラブレンドプラスJ キット デンチン 通常価格： ¥7,000 ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本 ブラックマイクロチップ 20個 ブラックミニチップ 20個</p>	
<p>#416-JP ウルトラブレンドプラスJ リフィル デンチン 通常価格： ¥5,000 ウルトラブレンドプラスJ デンチン(1.2mL) 4本</p>	

使用期間： 24ヶ月 要冷蔵
医療機器認証番号： 21800BZG10003000

"We have been using Ultra-Blend on a daily basis. I use it primarily in deeper cavities as a liner and insulator. The syringe makes it easy to dispense the material and it hardens quickly with the curing light. It is reliable and has adequate adhesion. I think all of Ultradent's products are excellent."

- DR. TERRY BRAUN - OCALA, FL

"Ultra-Blend, used with Black Micro tips, is the most efficient method for protecting pulp."

- DR. SHELDON BORUCHOW - AUDUBON, PA

"Ultra-Blend has been working well and is easy to use compared to other products."

- DR. SUZETTE NIKAS - CARMEL, IN

"Ultra-Blend application is easy!"

- DR. MIMI V. JOHNSON - BELLWOOD, IL

非侵襲性歯髄覆罩法(AIPC)に最適です。



ウルトラブレンドプラスJを用いた臼歯部における覆罩の写真



患部を消毒し、エアー乾燥後、患部へ薄く塗布します。

¹ Pameijer CH, Stanley HR, Norval G. Pulp capping with a new adhesive light cured calcium hydroxide formula. (Abstract #757) J Dent Res 1998;77:200. (Lit # 43) U.S. Patent Numbers: 4,578,055; 4,941,873; 4,997,371 and 6,071,528. Other U.S. and International Patents Granted and Pending.