



# オラシールJ コーキング&パテ



ホワイトマックチップ  
p.27参照

オラシールJのコーキングとパテは濡れたラバーダムや歯肉・粘膜、歯牙や補綴物の何処へでも使用できます。また、唾液や水中でも使用できます。オラシールJのコーキングは歯列の叢生箇所や露出根面等の防湿が困難な部位へも使用できます。ケースによってはコーキングより粘調度の高いパテをご使用ください。



Dr. Phillip Campbellのご厚意による写真

歯内療法時にはオラシールJコーキングをブラックミニチップやホワイトマックチップで塗布してラバーダムの防湿強化します<sup>2</sup>。塗布したコーキングはグローブを着用した濡れた指や綿棒、器具等で簡単に形成できます。歯内療法には清潔で乾燥した環境が好ましいとされています。

### #352-JP オラシールJ キット

通常価格：¥3,800

コーキング (1.2mL)	2本
パテ (1.2mL)	2本
ホワイトマックチップ	20個



### #351-JP オラシールJ コーキング リフィル 4本

通常価格：¥3,000



### #353-JP オラシールJ パテ リフィル 4本

通常価格：¥3,000



使用期間：24ヶ月

医療機器届出番号：13B1X10086000029

#### ■オラシールJの便利な使い方



ブラケット装着時の防湿に  
(コーキング)

#### ■防湿や印象前のブロックアウトに



印象の際の歯間空隙のブロックアウトに  
(パテ)



パーシャルデンチャーやインプラント  
パテのブロックアウトに(パテ)



アタッチメントのブロックアウトに  
(パテ)

1 www.realityesthetics.com. 2 Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp Seventh Edition. Mosby, 1998 pp 123-124 U.S. Patent Number: 5,098,299. European Patent No.: 644080 Other International Patents Granted and Pending.

## インターガード 歯科用マトリックスバンド



100ミクロンのステンレスが、隣在歯を形成時のダメージから守ります。



- ステンレス製
- 厚さ：100ミクロン
- 滅菌可能
- ユニークな両端の巻き部分を調節することで、歯間部へしっかり固定されます。

### #3097-JP インターガードアソート

通常価格：¥3,300

インターガード 5.5mm 5個

インターガード 4.0mm 5個



### #4011-JP インターガード 4.0mm 50個

通常価格：¥11,000

### #4012-JP インターガード 5.5mm 50個

通常価格：¥11,000

医療機器届出番号：13B1X10086000005

1 www.realityesthetics.com.



100ミクロンのステンレスが、隣在歯を守ります。



トンネル形成時、歯質とは色が異なるので、形成が容易です。



上の写真のようにリングを併用すれば、大きな形成時にも落下を防げます。



デンタルフロスを結べば万一の落下時に誤飲を防止できます。

## エクステンド・ア・ライフ

ダイヤモンドパークリーニングブロック

酸化アルミニウムの石が、ダイヤモンドバーの目詰まりを掃除し、カーバイドバーに詰まったアクリルを取り除きます。



すっかり目詰まりしたダイヤモンドバー。2回のプレパレーションでこのくらい目詰まりします。



12回プレパレーションを行った同じダイヤモンドバー。(エクステンド・ア・ライフで掃除したもの)



スプレー下でブロックを1~2秒(ブロック1/4程の深さまで)削ってください。必要に応じてプレパレーションごとに掃除してください。

### #115-JP エクステンド・ア・ライフ 50個

通常価格：¥3,000

